



MOBILITY DESIGNED

Multi Tub Rail

Barre D'appui
De Baignoire

Riel Múltiple
Para Bañera

Instructions For Use
Instructions D'utilisation
Instrucciones De Uso




Item # / Article n° / Artículo n.º: MD785340WH

VER.A.10.25


Assembly Instructions

- 1 Clean bathtub thoroughly and wipe dry before applying rail. Contact surfaces must be dry and free of soapy residue to assure secure installation.

- 2 Assemble gripping clamp by pushing the mobile gripping clamp plate inward until the screw grooves are visible. Place the white plastic washer on the adjustment knob screw, near the head of the screw. Insert the screw in the gripping clamp hole and rotate until it has been properly gripped by the threads.




- 3 Lock the gripping clamp onto the tub by placing the gripping clamp on the bath tub wall, at the desired location. The adjustment knob must be positioned outside the tub. Tighten the adjustment knob until the fixed and mobile parts of the clamp become snug. Carefully continue to tighten the clamp until the bath rail is securely attached to the tub wall.



CAUTION: Do not over-tighten as this may damage your tub.

Assembly Instructions

- 4** Add the handset extension by placing the multi-orientation height adjustable handgrip onto the metal clamp shaft, as illustrated. Lower the handgrip until the push buttons lock it into place. Adjust the handgrip at the desired height and orientation (parallel or perpendicular to the bath) by pressing the push buttons simultaneously and sliding it on the primary metal shaft. The push buttons will automatically deploy and lock the handgrip into place when a “click” sound is heard.



- 5** Test the mounting/stability of the bath tub rail by pulling on it from side to side and from front to back. If it moves, tighten again in the desired position.



Safety Rail often requires retightening from time to time. Check periodically before use and retighten as needed.



Additional Precautions

WEIGHT CAPACITY: 300 LB / 136 KG

- 1** Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
- 2** Be careful to slowly tighten the adjustment knob to gradually engage the Gripping clamp. Do not over-tighten on glass and/or porcelain tubs as it may crack or damage them.
- 3** Verify that the bath safety rail is properly secured by pulling it from side to side and from front to back. If it moves, tighten again in the desired position. Your safety rail may require tightening from time to time. Check periodically and tighten again when needed.
- 4** Use a mild household cleaner to maintain your product. Avoid the use of harsh solvents, abrasive powders and scouring pads.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath safety rail dry after each use.

Maintenance and Cleaning

Brush off dust and dirt or wipe with a damp cloth. Clean regularly by hand with a damp cloth and mild detergent only. Do not use aggressive detergents such as chlorine, bleach or abrasive cleaners. M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more information.

Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.


This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.


Instructions d'assemblage

- 1 Nettoyer soigneusement la baignoire et essuyer avant d'installer la barre.
Les surfaces de contact doivent être sèches et exemptes de résidus de savon pour assurer une installation sécuritaire. assure secure installation.

- 2 Assembler la pince de prise en poussant la plaque de la pince de prise mobile vers l'intérieur jusqu'à ce que les rainures de vis soient visibles. Placer la rondelle en plastique blanc sur la vis du bouton de réglage, près de la tête de la vis. Insérer la vis dans le trou de la pince de prise et la tourner jusqu'à ce qu'elle s'agrippe dans le filetage.




- 3 Verrouiller la pince de prise dans la baignoire en la plaçant sur la paroi de la baignoire, à l'endroit souhaité. Le bouton de réglage doit être positionné à l'extérieur de la baignoire. Serrer le bouton de réglage jusqu'à ce que les parties fixes et mobiles de la pince soient bien serrées. Continuer avec précaution à serrer la pince jusqu'à ce que la barre pour baignoire soit solidement fixée à la paroi de la baignoire. MISE EN GARDE : Ne pas trop serrer, car cela pourrait endommager la baignoire.



MISE EN GARDE : Ne pas trop serrer, car cela pourrait endommager la baignoire.



Instructions d'assemblage

- 4** Ajouter l'extension de poignée en plaçant la poignée à hauteur réglable multidirectionnelle sur la tige de pince métallique, comme illustré. Abaisser la poignée jusqu'à ce que les boutons-poussoirs se verrouillent en place. Régler la poignée à la hauteur et selon l'orientation désirées (parallèle ou perpendiculaire à la baignoire) en appuyant simultanément sur les boutons-poussoirs et en les faisant glisser sur la tige métallique principale. Les boutons-poussoirs se déploient automatiquement et la poignée sera verrouillée en place quand un « clic » se fera entendre.



- 5** Vérifier le montage et la stabilité de la barre pour baignoire en tirant dessus d'un côté à l'autre et de l'avant vers l'arrière. Si la barre bouge, la resserrer à nouveau dans la position désirée.

⚠ Il est souvent nécessaire d'avoir à resserrer la barre de sécurité de temps en temps. Vérifier périodiquement avant l'utilisation et resserrer au besoin.



Précautions supplémentaires

Capacité de poids : 136 kg (300 lb)

- 1** Avant l'assemblage, inspecter toutes les pièces pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de dommage. En présence de dommages survenus pendant l'expédition, NE PAS UTILISER. Communiquer avec le vendeur/fournisseur pour obtenir des instructions supplémentaires.
- 2** Veiller à serrer lentement le bouton de réglage pour engager graduellement la pince de prise. Ne pas trop serrer dans une baignoire en verre ou en porcelaine pour éviter de la fissurer ou de l'endommager.
- 3** Vérifier que la barre de sécurité pour baignoire est correctement fixée en le tirant d'un côté à l'autre et de l'avant vers l'arrière. Si la barre bouge, la resserrer à nouveau dans la position désirée. Il peut être nécessaire de resserrer la barre de sécurité de temps en temps. Vérifier périodiquement et resserrer au besoin.
- 4** Utiliser un nettoyant ménager doux pour entretenir votre produit. Éviter d'utiliser des solvants agressifs, des poudres abrasives et des tampons à récurer.

REMARQUE : Pour conserver la beauté du fini original, nettoyer au savon doux et rincer à l'eau tiède. Essuyer la barre de sécurité après chaque utilisation.

Entretien et nettoyage

Enlever la poussière et la saleté en les brossant ou les essuyer avec un chiffon humide. Nettoyer régulièrement à la main avec un chiffon humide et un détergent doux uniquement. Ne pas utiliser de détergents agressifs tels que du chlore, de l'eau de Javel ou des nettoyants abrasifs. M+D by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site www.drivemedical.com/help pour obtenir de plus amples renseignements.

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la main-d'œuvre utilisés pour produire nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.


Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil M+D by Drive ou de la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.


Instrucciones de montaje

- 1** Limpie bien la bañera y séquela antes de colocar la barandilla. Las superficies de contacto deben estar secas y libres de residuos de jabón para garantizar una instalación segura.

- 2** Ensamble la abrazadera de agarre empujando la placa de la abrazadera de agarre móvil hacia adentro hasta que las ranuras del tornillo sean visibles. Coloque la arandela de plástico blanco en el tornillo de la perilla de ajuste, cerca de la cabeza del tornillo. Inserte el tornillo en el orificio de la abrazadera de agarre y gírelo hasta que las roscas lo hayan sujetado correctamente.




- 3** Trabe la abrazadera de agarre en la bañera colocando la abrazadera de agarre en la pared de la bañera, en el lugar deseado. La perilla de ajuste debe posicionarse fuera de la bañera. Apriete la perilla de ajuste hasta que las piezas fijas y móviles de la abrazadera queden ceñidas. Continúe apretando con cuidado la abrazadera hasta que la barandilla de bañera esté firmemente fijada a la pared de la bañera.



PRECAUCIÓN: No la apriete demasiado, ya que podría dañar la bañera.


Instrucciones de montaje

- 4** Agregue la extensión del agarre colocando el mango de altura ajustable multiorientación en el eje de la abrazadera de metal, como se ilustra. Baje el mango hasta que los botones se traben. Ajuste el mango a la altura y orientación deseadas (paralelo o perpendicular a la bañera) presionando los botones simultáneamente y deslizando sobre el eje metálico primario. Los botones se activarán automáticamente y el mango se trabará cuando se escuche un sonido de "clic".



- 5** Pruebe el montaje/estabilidad de la barandilla de bañera tirando de ella de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si se mueve, vuelva a ajustar en la posición deseada.

⚠ A menudo es necesario volver a ajustar la barandilla de seguridad de vez en cuando. Revise periódicamente antes de usar y vuelva a ajustar según sea necesario.



Precauciones adicionales

Capacidad de carga: 136 kg (300 lb)

- 1** Inspeccione todas las piezas para comprobar que no se hayan dañado durante el envío antes del montaje. Si hubo un daño en el envío, NO UTILICE EL PRODUCTO. Comuníquese con el distribuidor/transportista para obtener más instrucciones.
- 2** Tenga cuidado de apretar lentamente la perilla de ajuste para acoplar gradualmente la abrazadera de agarre. No los apriete en exceso sobre bañeras de vidrio o porcelana, ya que pueden agrietarse o dañarse.
- 3** Verifique que la barandilla de seguridad para bañera esté bien sujeto tirando de ella de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si se mueve, vuelva a ajustar en la posición deseada. Es posible que su barandilla de seguridad deba ajustarse de vez en cuando. Revísela periódicamente y ajústela de nuevo cuando sea necesario.
- 4** Use un limpiador doméstico suave para mantener el producto. Evite el uso de disolventes agresivos, polvos abrasivos y estropajos.

NOTA: Para mantener la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque la barandilla de seguridad después de cada uso.

Mantenimiento y limpieza

Cepíllelo para sacar el polvo y la suciedad o límpielo con un paño húmedo. Limpie a mano regularmente con un paño húmedo y detergente suave solamente. No utilice detergentes fuertes como cloro, lejía o limpiadores abrasivos. M+D by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, flojos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

Garantía limitada de por vida

Su producto de la marca M+D de Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.


Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, ruedas y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo M+D by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
All rights reserved.

Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

© 2025 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom
de Drive DeVilbiss Healthcare.
Tous droits réservés.

Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis
Fabriqué en Chine

© 2025 Medical Depot, Inc. dba Drive DeVilbiss Healthcare.
Todos los derechos reservados.

Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.
Hecho en China